

電子放射線診療用語集 簡易インストール手順書


本プログラムは、Microsoft Data Access Components(無料)がインストールされていないと起動できない場合がございます。
MICROSOFT OFFICE2003 Professional以上がインストールされていれば必要ありません。
下記のサイトから入手することができます。
<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=ja>

1. 電子放射線診療用語集の自己解凍


- ① radiology_glossary.exeをクリックしますと下記の画面が表示されます。
「次へ」ボタンを押します。



- ② 電子放射線診療用語集の保存先フォルダを設定します。
「次へ」ボタンを押します。



- ③ 設定の確認画面が表示されます。
よろしければ「次へ」ボタンを押します。




④ 自己解凍開始



⑤ 自己解凍が終了すると自動的にメニューが表示されます。



⑥ まずは、.Net Frameworkをインストールします。




2. .Net Frameworkのインストール



① 下記の画面にて「はい」を押します。



インストール済みの場合は下記の画面が表示されます。




② “同意する(A)”にチェックをし「インストール」を押します。




3に進みます。

③ 下図の様にインストールが進んでいきます。



④ 「OK」ボタンを押します。これで.NET Frameworkのインストールが完了です。




3. 電子放射線診療用語集のインストール

① 「電子放射線診療用語集をインストールする」をクリックします。




② .NET Frameworkがインストール済みであれば、下記のようにインストールが進んでいきます。




③ 「次へ」ボタンを押します。




④ 「インストール」ボタンを押します。



⑤ 下図の様にインストールが進んでいきます。



⑥ 「完了」ボタンを押します。これで、電子放射線用語集のインストールが完了です。




4. 電子放射線診療用語集のアンストール

① [コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]を選択します。



② 下記のように電子放射線診療用語集を選択し、[削除]を選択



[はい]を選択するとアンインストールが開始されます。